



# BODY HEALTH®

www.bodyhealthgroup.com

Radiofrequência – Ultracavitação – Radiofrequência Tripolar / Bipolar  
Dermohealth (Vacuoterapia) – Dermoporação – Microdermabrasão – Dermoleds



Tecnologia desenvolvida em exclusivo pelo GRUPO BODY HEALTH

## **UMA EMPRESA ARGENTINA QUE É LÍDER MUNDIAL NO FABRICO DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTOS DE ESTÉTICA**

Somos perfeccionistas e apaixonados pelo detalhe, dedicando a nossa máxima atenção aos pormenores. A nossa postura conduziu-nos ao topo do segmento premium dos fabricantes de equipamentos de estética, permitindo-nos, assim, triunfar em mercados tão evoluídos quanto o Europeu – onde as exigências e expectativas dos clientes são as maiores.

A base profissional do nosso Grupo assenta nos significativos investimentos que fazemos nos campos da investigação, desenvolvimento, fabrico e comercialização de equipamentos. Como sinónimo de qualidade, os nossos clientes sabem que, ao estarem diante um equipamento com o célebre logotipo da borboleta, vão encontrar neste os testemunhos de toda a dedicação e entusiasmo que os nossos colaboradores praticam diariamente, na sua atividade. Por tudo isto, somos detentores de uma posição de destaque face à concorrência



## BHS 301 Sculptor

ULTRACAVITAÇÃO 2.7 Mhz  
DERMOHEALTH (vacuoterapia)  
DERMOPORAÇÃO (mesoterapia virtual)  
MICRODERMABRASÃO com DIAMOND STICKS  
DERMOLEDS

Adicionalmente à excelente combinação das terapias de ULTRACAVITAÇÃO 2.7 + DERMOHEALTH, o inovador BHS 301 Sculptor oferece ainda a DERMOPORAÇÃO, a MICRODERMABRASÃO com DIAMOND STICKS e os DERMOLEDS, convertendo este equipamento no primeiro do seu gênero a combinar 5 terapias diferentes – e com os melhores resultados!

Tanto os cabeçais de MICRODERMABRASÃO como os de DERMOHEALTH facial e DERMOLEDS são fabricados em Acetato Polivinílico Hipoalergénico, um material de utilização cirúrgica que facilita a aplicação de tratamentos, sem que se produza o desagradável efeito de fricção e garantindo ao paciente um procedimento terapêutico 100% higiénico, eficaz e isento de sequelas negativas (quer nas aplicações faciais, quer nas corporais) após a aplicação.

### A tecnologia utilizada permitirá ao terapeuta:

- Visualizar vídeos interativos de cada tratamento
- Consultar os manuais de aplicação de cada uma das terapias
- Selecionar tratamentos predefinidos
- Verificar, a qualquer momento, o tempo remanescente em cada utilização
- Selecionar diferentes idiomas
- Realizar upgrades de software
- Criar o historial clínico de cada paciente

- Controlar de forma simples as horas de utilização do equipamento e do motor, calibrar potência, etc...
- Selecionar a função SLEEP para poupar energia
- Escutar música em formato MP3



CABEÇAL DE  
ULTRACAVITAÇÃO



CABEÇAL DE  
DERMOHEALTH CORPORAL



APLICADORES  
DERMOPORAÇÃO



DERMOHEALTH FACIAL  
E DERMOLEDS



KIT DE MICRODERMABRASÃO  
COM DIAMOND STICKS




- Cavitação de 2.7Mhz controlada
- Controlo total da prega da pele
- Sem emissão de ruídos ou zumbidos

## BHS202

VACUOTERAPIA CORPORAL / FACIAL  
MICRODERMABRASÃO COM DIAMOND STICKS  
DERMOLEDS

### Aplicações (Corporais e Faciais):

Celulite / Adiposidade Localizada / Linfedema / Estrias / Tratamentos Pré e Pós-Cirúrgicos  
Envelhecimento / Rosácea / Linhas de Expressão / Fibroses / Reabilitação Física / Edemas



A microdermabrasão com Diamond Sticks é o primeiro sistema mundial que utiliza pontas de diamante descartáveis. Deste modo, o GRUPO BODY HEALTH cumpre com todos os requisitos de biossegurança ambiental.



Os Dermoleds ativam os recetores das células, produzindo e multiplicando o colagénio e a elastina. Assim, é possível obter uma pele mais jovem e elástica.

O novo BHS 202 é um equipamento que se caracteriza pela facilidade de utilização e pela possibilidade de reduzir tempo e custos, ao permitir a realização de tratamentos corporais (integrais) ou faciais.

A inovadora terapia de vácuo Dermohealth, desenvolvida em exclusivo pelo GRUPO BODY HEALTH, consiste na utilização de uma turbina axial de alta rotação (15.000 rpm) em vez das mais usuais bombas de vácuo, sendo mais silencioso do que estas e possuindo uma longevidade superior.

O equipamento conta com uma elegante estrutura de metal que aloja os seus componentes, de entre os quais se destaca o braço de trabalho que se adapta aos aplicadores facial e corporal e ainda o software intuitivo e fácil de utilizar.



A nossa tecnologia utiliza uma turbina axial e não as ultrapassadas bombas de vácuo, o que permite um controlo total das aplicações sobre a prega da pele. Deste modo, eliminam-se os riscos provocados por sucções agressivas.

**NOVO  
E EXCLUSIVO!**

### **BHS156 Full**

**CRIO-RADIOFREQUÊNCIA (RF Multipolar + Crio-Lipólise)**  
**ULTRACAVITAÇÃO (Alta Frequência – 2.7 Mhz)**  
**DERMOPORAÇÃO (Eletroporação + Electroforese)**

### **APLICAÇÕES (corporais e faciais)**

Adiposidade localizada / Celulite / Flacidez / Rugas / Sinais de Envelhecimento  
Ptose Cutânea / Penetração de Princípios Ativos



RADIOFREQUÊNCIA CRIÓGENA E  
RADIOFREQUÊNCIA MULTIPOLAR



APLICADORES DE DERMOPORAÇÃO  
(CORPORAL E FACIAL)



CABEÇAL DE ULTRACAVITAÇÃO



No que diz respeito ao desenvolvimento de equipamentos de estética não-invasivos, o GRUPO BODY HEALTH continua na vanguarda – no caso presente, através do novíssimo BHS 156 Criogena. Neste inovador equipamento, poderá encontrar três terapias distintas:

- **CRIO-RADIOFREQUÊNCIA:** uma combinação de crio-lipólise e radiofrequência, que é a última palavra em termos de lifting sem cirurgia e que promove a imediata eliminação da celulite e das adiposidades localizadas.

- **CAVITAÇÃO 2.7:** a melhor cavitação para destruir as gorduras corporais

- **DERMOPORAÇÃO** (Electroporação + Electroforese)

Assim se alcançam os melhores resultados jamais vistos, tudo unificado num só equipamento!



**Ecrã "Touch"** – O moderno ecrã táctil e o software fácil de utilizar tornam o funcionamento do equipamento verdadeiramente simples.



A Cavitação é isenta de zumbidos, ruídos e vibrações, já que as ondas emitidas não se propagam pela estrutura óssea do paciente.




A Cavitação permite controlar a profundidade de penetração a 2.7cm. Protegem-se assim os órgãos, tecidos, cartilagens, ossos e ovários.

## **BHS 135**

ULTRACAVITAÇÃO 40Khz  
DERMOPORAÇÃO (electroporação + electroforese)  
DERMOLEDS (terapia lumínica)

### **Aplicações (corporais e faciais)**

Celulite / Adiposidade Localizada / Linfedema / Estrias  
Tratamentos pré e pós-cirúrgicos / Envelhecimento / Rosácea  
Linhas de Expressão / Fibroses / Cicatrizes Menores / Edemas



- Ecrã gráfico de LCD (128 x 64)
- Aplicadores de acetato polivinílico hipoalergénico e aço cirúrgico de alta qualidade
- Sistema de isolamento contínuo, que evita choques de tensão e/ou queimaduras.

O equipamento BHS 135 combina a terapia de Ultracavitação com LED LASER, sendo duplamente eficaz graças à utilização de ondas ultrassónicas de choque, que aliadas às pastilhas de titanato de bário atingem uma potência de 40 Watts. Esculpe o corpo e elimina a gordura de forma não invasiva, segura e eficaz. Adicionalmente, combate a celulite, a flacidez, as rugas, as manchas e as varizes. Para esta terapia, o Grupo BODY HEALTH desenvolveu dois aplicadores específicos, que facultam ao terapeuta a possibilidade de seleccionar qual o tratamento mais adequado na sequência da avaliação do perfil do panículo adiposo de cada paciente.

A Dermoporação integrada no equipamento BHS 135 constitui-se como um avanço inédito sobre as tradicionais terapias, ao congrega a Electroporação e a Electroforese. Permitindo a penetração em profundidade de produtos liposomados ou de moléculas maiores, esta terapia distingue-se pela possibilidade de fazer ingressar quantidades maiores destas substâncias na pele.



- Software de fácil aplicação
- Ecrã LCD de 128 x 64
- Aplicadores de acetato hipoalergénico e aço cirúrgico de elevada qualidade
- Kit opcional: Radiofrequência bipolar

## BHS 120


RADIOFREQUÊNCIA MULTIFREQUENCIAL  
TRIPOLAR / BIPOLAR

### Aplicações (corporais e faciais)

Flacidez / Rugas / Celulite / Adiposidade Localizada



APLICADORES DE RF  
FACIAL E CORPORAL



## BHS 102

TERAPIA DE VÁCUO CORPORAL E FACIAL  
MICRODERMABRASÃO  
DERMOLEDS

### Aplicações (corporais e faciais)

Flacidez / Rugas / Cicatrizes / linhas de Expressão / Peeling  
Sinais de Envelhecimento / Ptose Cutânea / Sinais de Fadiga e Cansaço

O equipamento BHS 102 oferece a combinação perfeita entre a exfoliação produzida pela ação da Microdermabrasão com Diamond Sticks (pontas de diamante descartáveis), a produção de colagénio e elastina e a terapia de Dermohealth. Alcançam-se assim os melhores resultados no que diz respeito ao estímulo das fibras de colagénio e elastina, à ativação da microcirculação.



MICRODERMABRASÃO COM DIAMOND  
STICKS

A Microdermabrasão com Diamond Sticks é o primeiro sistema mundial a incorporar pontas de diamante descartáveis. Deste modo, cumprem-se os mais rigorosos princípios de biossegurança ambiental.



DERMOHEALTH FACIAL E DERMOLEDS

Os Dermoleds activam os recetores das células, produzindo e multiplicando o colagénio e a elastina, permitindo que a pele se torne mais elástica e mais jovem.



- Software de fácil aplicação
- Ecrã LCD de 128 x 64
- Aplicadores de acetato hipoalergénico e aço cirúrgico de elevada qualidade

NOVA LINHA

# ZERO

by BODYHEALTH



BHS 020

## BHS 010



**MICRODERMABRASÃO com Diamond Sticks**  
**TERAPIA DE VÁCUO FACIAL – vacuoterapia**  
**DERMOPORAÇÃO – electroporação + electroforese**

### Aplicações (corporal e facial):

Flacidez/ Rugas / Celulite / Rosácea / Cicatrizes / Linhas de Expressão  
Hiperpigmentações / Telangiectasias

## BHS 020



### RADIOFREQUÊNCIA MULTIFREQUENCIAL

#### Aplicações (corporal e facial):

Flacidez/ Rugas / Celulite / Adiposidade Localizada

A Radiofrequência da BODY HEALTH destaca-se das demais por conjugar os polos positivos e negativos do cabeçal, que totalizam 260Watts, sendo duplamente eficaz graças à utilização de dois inovadores aplicadores (um corporal, outro facial) e diferenciando-se dos demais equipamentos por possuir quatro polos de aço cirúrgico – elementos que reforçam a emissão de calor.



APLICADORES COM  
DIAMOND STICKS


APLICADOR  
VACUOTERAPIA

APLICADORES  
DERMOPORAÇÃO



APLICADOR RF FACIAL

CABEÇAL RF CORPORAL



#### Controlo da profundidade:

LOW: 0.5Mhz / 12mm de profundidade

MEDIUM: 0.8 Mhz / 7.2mm de profundidade

HIGH: 1Mhz / 5.5mm de profundidade

MIX: combinação das três frequências anteriores



Sempre tivemos equipamentos com a melhor tecnologia. Agora, temos também equipamentos ao melhor preço!

**Incluído:**

- Sistema de isolamento que evita choques de tensão e queimaduras
- Aplicadores de acetato polivinílico hipoalergénico e aço cirúrgico
- Estrutura exterior metálica

**BHS 030**




**DERMOPORAÇÃO (electroporação + electroforese)**

**Aplicações (corporal e facial)**

Flacidez / Rugas / Celulite / Cicatrizes / Adiposidades Localizadas / Hiperpigmentação  
Regeneração Capilar / Telangiectasias

O equipamento BHS 030 oferece a Dermoporação – terapia desenvolvida em exclusivo pelo GRUPO BODY HEALTH. Inovadora graças à inclusão das técnicas de electroporação + electroforese, esta terapia permite a penetração de produtos liposomados e também dos que apresentam moléculas maiores, tudo isto penetrando em grandes quantidades.



A Dermoporação abre caminhos intersticiais e intercelulares

**BHS 040**




**ULTRACAVITAÇÃO**

**Aplicação corporal**

Adiposidade Localizada

A utilização de ondas ultrassónicas de choque permite alcançar uma potência considerável. Este equipamento esculpe o corpo e elimina as células de gordura de forma não invasiva, segura e eficaz. A sua potência pulsante e os ciclos de repetibilidade geram uma intensidade ultrassónica de efeito superior sobre as zonas a tratar e sem afetar os tecidos circundantes.



As ondas acústicas são lineares em TODA a superfície da pastilha.

# PORQUÊ ESCOLHER BODY HEALTH?

## Mapa de Análise de Rentabilidade

Valor do equipamento: \_\_\_\_\_

Análise de rentabilidade

Horário do centro	Valor da sessão
9:00 hs a 10:00 hs	_____
10:00 hs a 11:00 hs	_____
11:00 hs a 12:00 hs	_____
12:00 hs a 13:00 hs	_____
14:00 hs a 15:00 hs	_____
16:00 hs a 17:00 hs	_____
18:00 hs a 19:00 hs	_____

Valor facturado por dia €  (Hipótese máxima)

Valor facturado em 28 dias €  (Hipótese máxima)

Análise por % de capacidade

Trabalhando 100%, a facturação é: \_\_\_\_\_

Trabalhando 80%, a facturação é: \_\_\_\_\_

Trabalhando 60%, a facturação é: \_\_\_\_\_

Trabalhando 40%, a facturação é: \_\_\_\_\_

Trabalhando 20%, a facturação é: \_\_\_\_\_

Trabalhando 10%, a facturação é: \_\_\_\_\_

Conclusão: \_\_\_\_\_

## CRIO-RADIOFREQUÊNCIA

Protocolos Científicos

### INTRODUÇÃO:

O GRUPO BODY HEALTH desenvolveu a CRIO-RADIOFREQUÊNCIA, um tratamento que permite fazer ingressar uma temperatura de até 10 graus negativos desde o cabeçal até à derme. Este cabeçal, por ser multipolar, incrementa de modo notório a temperatura interna nas camadas cutâneas, o que motiva a ocorrência de um choque térmico no interior da pele – a combinação do calor extremo com o frio extremo.

### OBJETIVOS:

O presente estudo clínico tem por objetivo analisar e quantificar a eficácia do tratamento de CRIO-RADIOFREQUÊNCIA sobre as seguintes afeções corporais:

- Rugas e Ptose Cutânea
- Lipodistrofia Ginecoide (celulite)
- Adiposidade localizada
- Falta de tonicidade (flacidez)

### MÉTODO:

Submetemos oito pacientes de diferentes idades e sexo a 5 sessões de tratamento de CRIO-RADIOFREQUÊNCIA, em diversas regiões da zona corporal e facial. Tempo de sessão: 20 minutos facial e 40 minutos corporal. Potências e frequências: variáveis.







IMAGEM TERMOGRÁFICA

A CRIO-RADIOFREQUÊNCIA penetra em todas as camadas estimulando a produção de colagénio. Por seu turno, este possui um efeito de restabelecimento interno. Este aquecimento provoca uma ação de tensão da pele e um efeito de vasodilatação, em simultâneo com um efeito de drenagem, desde os depósitos gordos até ao sistema linfático.




### Resultados:



### Pré-tratamento

Imagem do abdômen do paciente antes de o tratar com radiofrequência. É notório que o tecido conjuntivo está disperso, desorganizado e desagregado.



### Pós-tratamento (a 25 dias)

A tensão dos tecidos gordos superficiais foi reduzida em 37% e há uma notória demarcação dos tecidos gordos profundos. O tecido conjuntivo voltou a ser uniforme e alinhado horizontalmente, observa-se o incremento das fibras de colagénio.

### CONCLUSÃO:

- . Efeito de tensão imediata da pele, duradouro a longo prazo
- . Estímulo da produção de colagénio e elastina (ação reafirmante da pele)
- . Rejuvenescimento da pele
- . Combate a flacidez e dá firmeza aos tecidos
- . Aumento da circulação, que se traduz na melhoria da condição de eliminação dos tecidos subcutâneos gordos
- . Promove a lipólise e reforça a estrutura dérmica para eliminar a celulite
- . Reduz volume e modela o corpo
- . Previne a aparição de celulite e adiposidade localizada

## ULTRACAVITAÇÃO

Tratamento em pacientes

### INTRODUÇÃO

A cavitação é o resultado da emissão de ondas de choque para o tecido adiposo, com o objetivo de eliminar a população de adipócitos presente na zona que se deseja tratar, a fim de melhorar a aparência / estética.

Os equipamentos desenvolvidos pela BODY HEALTH têm a particularidade de gerar e emitir ondas de choque a uma potência máxima de 45 watts, ao mesmo tempo que asseguram a focalização da profundidade de penetração ao nível do tecido adiposo: entre 20 a 27mm. Deste modo, assegura-se a ação específica sobre os referidos tecidos e preserva-se a integridade dos tecidos circundantes.

### OBJETIVOS

O objetivo procurado é o da diminuição do número de adipócitos anormalmente hiperplasiados (aumentados em número) após exame de biópsia, de plicómetro ou de ecografia. A tomada de medidas deve ser feita ANTES e DEPOIS da sessão de cavitação, para que se veja a significativa transformação da região tratada (diminuição de volume)


### MÉTODO:

**Paciente 1:** Paciente de sexo feminino, 36 anos de idade. Zona de tratamento: abdominal e flanco. As características do tecido gordo abdominal pertenciam ao tecido celular subcutâneo lasso, não fibrótico. Ver dados de biópsia anexos.


**Paciente 2:** Paciente de sexo feminino, 45 anos de idade. Zona de tratamento: Glúteo-trocantérea, apresentando tecido gordo fibroso compacto.

**Paciente 3:** Paciente de sexo masculino, 37 anos de idade. Zona de tratamento: abdominal e flanco. Tecido adiposo fibroso no flanco e hemi-abdómen superior. Tecido lasso no hemi-abdómen inferior.

Destruição dos adipócitos  
1º Passo




Destruição dos adipócitos  
2º Passo



### CONCLUSÃO:

OS BENEFÍCIOS, EM RELAÇÃO A AOUTROS TRATAMENTOS; SÃO MÚLTIPLOS

- Redução do contorno corporal e espessura do tecido adiposo após o tratamento
- Tratamentos duradouros a longo prazo e sem sequelas indesejadas
- Destruição do tecido adiposo e diminuição da população de adipócitos localmente, diminuindo a potencial acumulação de gordura na zona tratada.
- Tratamento que não requer internamento, cirurgia, anestesia ou cuidados pós-operatórios
- Deixa a pele firme e sem marcas




As ondas acústicas são lineares sobre TODA a superfície da pastilha.



Sem emissão de zumbidos nefastos para o paciente, uma vez que as ondas não tocam no esqueleto.

### AMOSTRA PATOLÓGICA (três meses depois):



Controlo da profundidade a 27mm, para uma total protecção de tecidos, órgãos, cartilagens, ossos e ovários. Na imagem vê-se a evolução da zona tratada, após três meses, constatando-se a evolução saudável e sem nenhuns danos na pele, minimizando as fibroses.

### Resultados:

#### Antes:

Tamanhos: 200 micras  
Quantidade: 50 a 138 micras.

#### Durante:

Tamanho :170 micras  
Quantidade: 40 a 120 micras

#### Depois:

Tamanho: 130 micras  
Quantidade: 35 a 100 micras

## VACUOTERAPIA (TERAPIA DE VÁCUO)


### Protocolos científicos

O GRUPO BODY HEALTH inovou ao desenvolver uma terapia de vácuo diferente das demais: graças à utilização de uma turbina axial de alta rotação (17500rpm) e uma aspiração constante de 180 mbar (ao invés das ultrapassadas bombas de vácuo). A aplicação deste tratamento proporciona um efeito ondulatório, onde a pele é levantada e posteriormente devolvida à sua posição inicial, após o tratamento.


Nos sistemas mais convencionais de bomba de vácuo, os tecidos ficam à mercê do ritmo de sucção e de carga / descarga, bem como de um caudal incerto e pressões mais elevadas, o que acarreta significativos riscos para os tecidos.



Turbina Axial



Rolos



ANTES



DEPOIS

### Evolução:

Melhorias obtidas ao longo do tratamento com o sistema BODY HEALTH. Melhoria da qualidade e do aspecto do tecido cutâneo. Desaparecimento da pele casca de laranja e da celulite.

### OBJECTIVO

O presente estudo tem por objectivo analisar e quantificar a eficácia do tratamento da terapia de vácuo Dermohealth sobre as seguintes patologias:

- Lipodistrofia ginecóide
- Adiposidade localizada
- Linfedema

### MÉTODO:

SESSÕES: 12

FREQUÊNCIA: 6 primeiras sessões

### RESULTADO:



Pré-Tratamento



Pós-Tratamento

### Conclusão:

Os estudos e avaliações pós-tratamento revelam de modo incontestável a eficácia da terapia de vácuo DERMOHEALTH sobre as afecções tratadas. É importante salientar que as avaliações clínicas e dermatológicas realizadas durante e depois do tratamento revelaram SEMPRE a AUSÊNCIA de hematomas, ruptura de tecidos ou flacidez.


## RADIOFREQUÊNCIA

### Protocolos Científicos

#### INTRODUÇÃO:

As ondas electromagnéticas provocam o aumento da temperatura (diatermia) na derme e sub-derme. Este calor é gerado de fora para dentro, alcançando na superfície da pele uma temperatura que ronda os 41 °C / 43 °C, mas sem o risco de ocorrerem queimaduras.

Este aquecimento em profundidade irá promover a elasticidade e firmeza da pele, gerando novo colagénio, melhorando a circulação local, degradando o tecido adiposo e estimulando a drenagem e eliminação dos fluidos e toxinas retidos nos tecidos.



#### OBJECTIVOS:

Analisar histologicamente os efeitos da aplicação da RADIOFREQUÊNCIA sobre as afecções faciais e corporais.

#### MÉTODO:

Foram tratados dez pacientes de ambos os sexos e de diferentes idades, os quais foram submetidos a diversos tratamentos de radiofrequência sobre distintas zonas do corpo e a diferentes profundidades de acção, variando estas entre os 0.55 cm, 0.77 cm e 1.2 cm

#### RESULTADOS:

Os estudos científicos realizados apontam para resultados extraordinários. A redução de adipócitos (na derme e hipoderme), redução do peso corporal, aumento do colagénio na derme e epiderme, redução dos tecidos gordos subcutâneos. Visualmente, observa-se a redução de linhas de expressão, ptose cutânea e contorno do óvalo facial pregas do pescoço e decote. As aplicações corporais também se traduzem por uma melhoria do aspecto das coxas, glúteos e abdómen. Previne a aparição de celulites e adiposidades localizadas.

#### RESULTADO:




Rosto: envelhecimento facial: imagens recolhidas antes, durante a 3ª sessão

#### Resultado:



Pré-Tratamento



Pós-Tratamento

#### CONCLUSÃO:

- Alterações notáveis desde a primeira sessão, a nível cutâneo.
- Efeito progressivo e duradouro
- Não deixa marcas
- Sem anestesia
- Não invasivo
- Sessões indolores
- Seguro
- Tratamentos rápidos e de fácil aplicação
- Sem efeitos secundários
- O paciente pode retomar de imediato as suas actividades quotidianas
- Tratamentos aplicáveis em qualquer altura do ano


## DERMOPORAÇÃO (Electroporação + Electroforese)

Protocolos Científicos

### INTRODUÇÃO:

Dermoporação = Electroporação + Electroforese

A Electroporação consiste na emissão de curtos impulsos eléctricos sobre as células e tecidos. Estes impulsos produzem uma electropermeabilidade transitória da membrana celular, facilitando a passagem de substâncias. A Electroforese aplica-se ao transporte de substâncias através da pele, mediante uma corrente contínua. Esta corrente contínua produz, por efeito químico, o afastamento eléctrico das moléculas, facilitando a passagem das mesmas para o interior celular.



### Aplicações:


- Lipodistrofia Ginóide ou PEFE (celulite)
- Adiposidade localizada
- Estrias
- Flacidez corporal e facial
- Alopécias e outras afecções capilares
- Rosácea

### TRATAMENTO BÁSICO RECOMENDADO

Sessões: 10

Frequência: Duas sessões por semana

Tempo: A duração dos tratamentos vai depender da extensão da zona a trabalhar. Estima-se uma duração de 15 a 20 minutos, em média.



A dermoporação cria rotas intersticiais e intercelulares

### CONCLUSÃO:

A Dermoporação obtém excelentes resultados por permitir uma penetração de substâncias mais profunda, mais directa e mais eficaz. Por aplicar de modo combinado estas correntes (electroporação + electroforese) permite aplicar produtos liposomados ou não liposomados, já que os testes demonstram que com esta terapia ocorre a migração de moléculas de maior tamanho.

## MICRODERMABRASÃO (com Diamond Sticks)

A Microdermabrasão com Diamond Sticks é a mais moderna e revolucionária técnica para rejuvenescer, reavivar e reparar a pele, assumindo-se como o melhor método "não-invasivo" para a sua recuperação.


Cosnistindo num peeling mecânico indolor, elimina as capas exteriores das células da pele, manchas, rugas, sequelas da acne. Esta terapia acelera o processo fisiológico de renovação cutânea, incrementando a produção de colagénio para tornar a pele mais elástica.

Para a aplicação desta terapia, o grupo BODY HEALTH desenvolveu, em exclusivo, os inovadores Diamond Sticks – pontas de diamante descartáveis que se renovam a cada tratamento e que não perdem a sua acção abrasiva.



## DERMOLEDS

Os Dermoleds oferecem um método de rejuvenescimento natural e não-invasivo da pele. A luz dos Dermoleds interactua com as células e estimulam a produção de colagénio e elastina. De um modo geral, estes tratamentos desenrolam-se ao longo dos meses. O número de sessões e tratamentos dependerá do problema a tratar, bem como da zona e extensão da superfície.



### Combinação do tratamento:

Este tratamento pode ser aplicado isoladamente ou combinado com outros tratamentos. Alcança excelentes resultados quando em complemento com Dermohealth, Microdermabrasão com Diamond Sticks e peelings químicos.



[www.bodyhealthgroup.com](http://www.bodyhealthgroup.com)

**REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA PORTUGAL:**



Aesthetical Concept, Lda  
Rua 28 de Janeiro, nº 350 Edifício B - Fração 2  
4400-335 Vila Nova de Gaia  
Tel./Fax: 226 063 665 Telemóvel 961 458 474 . 961 458 471  
geral@aestheticalconcept.com www.aestheticalconcept.com  
NIF: 507 665 171  
Capital Social: 15.000 euros Insc. C. R. C. do Porto nº 13943

**SEGUE-NOS:**



Av. de los Constituyentes 1366 - General Pacheco - Buenos Aires - Argentina  
Phone: (5411) 4740-9444 . Fax.: 4740-0900. E-mail: [info@bodyhealthgroup.com](mailto:info@bodyhealthgroup.com)

 Equipment with CE marking,  
Medical Devices Directive 93/42/EEC.

